



**Jednostka ciągną Bowdena**

- zastosowanie: przycisk uruchamiający sensitive Visign for Care nr wzoru 8352.21, przycisk uruchamiający sensitive Visign for More 100 nr wzoru 8352.11
- 2-objętościowy układ sflukujący, sflukiwanie od przodu i od góry
nr wzoru 8350.15

nr kat. 633 349

Właściwości

Długość	L	300
Waga	280 g	
Pojemność	6002,5 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne